



# 欧洲泰诺



## 一次性肌电针

(又名：针电极，同心针)

针尖：切面光滑，入针顺畅


针体：柔韧性好，病人痛感小

连接头：镀金接头，信号稳定

手柄：防滑设计，有切面凸起标识，操作方便

规格：单支独立包装，环氧乙烷灭菌，25支/盒

使用科室：肌电图室、神经外科、骨科、手足外科、康复科



### 规格型号

针电极长度	规格型号	电极针直径	记录面积	颜色	订货编码
25mm	50600-001	0.30mm(30 Gauge)	0.021 mm <sup>2</sup>	红	BC41101
37mm	50600-003	0.45mm(26 Gauge)	0.068 mm <sup>2</sup>	绿	BC41104
50mm	50600-004	0.45mm(26 Gauge)	0.068 mm <sup>2</sup>	蓝	BC41105
75mm	50600-002	0.60mm(23 Gauge)	0.068 mm <sup>2</sup>	紫	BC41106

欧洲泰诺 (Technomed Europe) 致力于神经电生理消耗品的研发、生产及销售, 是神经电生理消耗品的制造商, 主要产品有同芯针电极、肉毒素针电极、绑带电极、术中针电极、鞍状刺激电极、指环电极、一次性表面电极等系列。



### 同芯针转接线:



同芯针转接线 (4针)



同芯针转接线 (5针)



同芯针转接线 (6针)

与肌电图同芯针电极配合使用, 采集人体肌电电信号, 适配于肌电图仪器。

### 肌电图系列耗材:



鞍状刺激电极 (三合一)




绑带地线电极



指环电极 (弹簧)



指环电极 (钢丝)



一转三鳄鱼夹电极



一转二鳄鱼夹电极




肌电鳄鱼夹电极



一转二盘状电极

### 当地授权经销商



### 青岛泰诺康医疗技术有限公司

Qingdao Tenocom Medical Technology CO.,LTD

地址: 山东省青岛市黄岛区渭河路917号

电话: 0532-86959323

网址: [www.tenocom.com](http://www.tenocom.com)